

AED Wandkasten Serie „Tempus“

Dieser Wandkasten wurde entwickelt um den AED vor Wettereinflüssen, Diebstahl und Vandalismus zu schützen. Man hat sich für ein modernes Design entschieden. Er besteht aus rostfreiem gelasertem Stahl oder Aluminium, wurde gekantet und verschweißt.

Die Scheibe aus Polykarbonat bietet eine deutliche Sicht auf den im Inneren befindlichen AED. Wird der Schrank geöffnet, wird die Schublade über zwei hydraulische Dämpfer in dessen Abwärtsbewegung kontrolliert.

Für den Außenbereich werden Heizelemente und Lüftung integriert um die Rettungsmittel im optimalen Temperaturfenster zu halten (Stromanschluss notwendig). Zudem ist eine stromsparende LED Beleuchtung im inneren vorhanden.

Die Verriegelung wurde nach dem Prinzip eines Autoschlusses entwickelt um dauerhaft und zuverlässig zu funktionieren.



Tempus 1

Notöffnung durch Einschlagknopf
Edelstahl gepulvert

Tempus 3

Notöffnung durch Einschlagknopf
Aluminium gepulvert



Tempus 2

Öffnung durch Pincode
Edelstahl gepulvert

Tempus 4

Öffnung durch Pincode
Aluminium gepulvert

Technik Tempus 1+2

Modernes Design
Vandalismusschutz
Robuster Notdruckknopf
AED Wandschrank für den Außenbereich
Für alle Typen AED´s geeignet
Material **AISI-304** (Edelstahl)
Mechanische Rotorschlösser (DIN ISO 2768)(Länge 350mm)
Entwickelt für extreme Wetterbedingungen

Abmessungen (BxHxT)
Geschlossen: 40 x 55 x 26 cm
Offen: 40 x 91 x 26 cm

Technik Tempus 3+4

Modernes Design
Vandalismusschutz
Robuster Notdruckknopf
AED Wandschrank für den Außenbereich
Für alle Typen AED´s geeignet
Material **Aluminium**
Mechanische Rotorschlösser (DIN ISO 2768)(Länge 350mm)
Entwickelt für extreme Wetterbedingungen

Abmessungen (BxHxT)
Geschlossen: 40 x 55 x 26 cm
Offen: 40 x 91 x 26 cm

Alle Tempus Modelle:

Visueller und akustischer Alarm (Dauer des Signaltons einstellbar)
Heizelement (Standard -15°C)
Stoß- und wasserfest (IP 56)
Resistent gegen extremen Vandalismus
Zentrale LED Beleuchtung

Öffnung

Tempus 1 + 3: Einschlagknopf

Der Kasten wird versperrt und kann trotzdem ohne Zuhilfenahme von Schlüsseln oder Werkzeugen der Kasten über einen Notöffnungsknopf geöffnet werden.

Tempus 2 + 4 Pincode

Es besteht auch die Möglichkeit den Kasten mittels Pincode zu öffnen.

Hierzu wird nach einem Anruf einer hinterlegten Notrufnummer der Pincode telefonisch übermittelt. Im Anschluss kann der Code eingetippt werden und der Kasten lässt sich öffnen.

Dies verhindert einen Diebstahl oder Mißbrauch, denn der Anrufer identifiziert sich mit dessen Telefonnummer.

Optional:

SMS Modul zur Überwachung der Funktion des Defibrillators. (nur CardiAid AED´s)

Lieferumfang:

Alle Tempus Versionen werden mit Befestigungsmaterial, Netzteil, Kabeln und Bedienungsanleitung geliefert.

Tempus 1+3:
2 Stück Sollbruchscheiben.

Tempus 2+4:
Notschlüssel